


<b>DIGITAL MICROSCOPE</b>  User Manual 330H	<b>CONTENTS</b>	<b>PREFACE</b> There are some instructions in this device. This product is complete to use, so please read the manual in detail to understand how to operate the microscope before use.	<b>DETAILLED EXPLANATION OF THE BUTTONS AND FUNCTIONS</b>	<b>PRODUCT DESCRIPTION</b>	<b>MODEL INTRODUCTION</b>	<b>CHARGING INSTRUCTIONS</b>	<b>TECHNICAL PARAMETERS</b>	<b>TROUBLESHOOTING</b>
	English.....01-10 Deutsch.....11-20 Italiano.....21-30 Français.....31-40 Español.....41-50 日本語.....51-60 中 文.....61-70	1. Please fully charge the device before use. Do not charge directly via PC. 2. Please open the cover before use. Close the cover after use. 3. The optimal focal length of the microscope is 110mm. You need to rotate the objective lenses to get the best view. 4. Do not disassemble the product or its components to avoid damage of the product.  <b>Product Description</b> Mode Switch Button (Mode Switch/Zoom) In observation mode, short press the Mode switch button to switch between: - Infrared, short press for infrared. - TV Out, short press for TV Out. - Microscope Stand.  OK Button (Image Selection/Confirm) In observation mode, short press the OK button to take a photo. TV Out (Video Output) In observation mode, long press to turn on. Microscope Stand (Microscope Stand) In observation mode, short press for the video setting page, and short press again to end recording. Settings Button (Setting/Delete) In observation mode, short press to enter the photo settings page, and short press again to exit. TV Out (Video Output) In observation mode, short press to turn on. Microscope Stand (Microscope Stand) In observation mode, short press for the video setting page, and short press again to end recording. OK Button (Image Selection/Confirm) In observation mode, short press the OK button to take a photo. TV Out (Video Output) In observation mode, short press to turn on. Microscope Stand (Microscope Stand) In observation mode, short press for the video setting page, and short press again to end recording. Settings Button (Setting/Delete) In observation mode, short press to enter the photo settings page, and short press again to exit. OK Button (Image Selection/Confirm) In observation mode, short press the OK button to take a photo. TV Out (Video Output) In observation mode, short press to turn on. Microscope Stand (Microscope Stand) In observation mode, short press for the video setting page, and short press again to end recording. Settings Button (Setting/Delete)	1. <b>OK Button (Image Selection/Confirm)</b> In observation mode, short press the OK button to take a photo. 2. <b>Power (TV Out)</b> In observation mode, long press to turn on. 3. <b>Microscope Stand</b> In observation mode, short press to turn off the objective lenses. 4. <b>Mode Switch Button (Mode Switch/Zoom)</b> In observation mode, short press the Mode switch button to switch between: - Infrared, short press for infrared. - TV Out, short press for TV Out. - Microscope Stand.  <b>Product Description</b> Mode Switch Button (Mode Switch/Zoom) In observation mode, short press the Mode switch button to switch between: - Infrared, short press for infrared. - TV Out, short press for TV Out. - Microscope Stand.  OK Button (Image Selection/Confirm) In observation mode, short press the OK button to take a photo. TV Out (Video Output) In observation mode, short press to turn on. Microscope Stand (Microscope Stand) In observation mode, short press for the video setting page, and short press again to end recording. Settings Button (Setting/Delete) In observation mode, short press to enter the photo settings page, and short press again to exit. TV Out (Video Output) In observation mode, short press to turn on. Microscope Stand (Microscope Stand) In observation mode, short press for the video setting page, and short press again to end recording. OK Button (Image Selection/Confirm) In observation mode, short press the OK button to take a photo. TV Out (Video Output) In observation mode, short press to turn on. Microscope Stand (Microscope Stand) In observation mode, short press for the video setting page, and short press again to end recording. Settings Button (Setting/Delete)	1. <b>Windows Camera</b> Windows camera, as shown below.	Opening the software recommended by the "Photo Booth" software with your Apple computer:	1) Firstly, connect the microscope and the screen via an HDMI cable to the computer, and then turn on the power of the microscope. Connect the microscope to the computer for card reading writing, and then charge the battery. Turn on the power of the microscope, and then charge the battery. Turn on the power of the microscope, and then charge the battery.	Screen parameters * IPS Pixels 5.0 megapixels Magnification 1200X Image format JPG Video format AVI Battery capacity 2000 mAh Operating time 3 hours Charging time 1 hour Supported system Windows vista/XP/7/10/11 MacOS X 11.0 or higher	Q1: The device cannot be charged. A1: Please charge the device via the power supply. Q2: Turn on the main power of the power supply (e.g., power strip, computer power). Q3: Turn on the power of the main unit with a line needs to force shutdown the device.

德语

<b>VORWORT</b> Willkommen bei den Pauli-Pixx-Geräten. Dieses Produkt ist komplett für die Verwendung vorgesehen und kann sofort eingesetzt werden. Bitte lesen Sie das Handbuch gründlich, um die Anwendung des Mikroskopie zu verstehen.	<b>DETAILLIERTE ERKLÄRUNG DER TASTEN UND FUNKTIONEN</b>	<b>PRODUKTDISKRZIPTION</b>	<b>MODELLINTRODUKTION</b>	<b>WIEDERHERSTELLUNG</b>	<b>LADEANLÄUTUNG</b>	<b>TECHNISCHE PARAMETER</b>	<b>PROBLEMELBESCHREIBUNG</b>
1. Bitte legen Sie das Gerät vor der ersten Gebrauch vorsichtig auf. Nicht überladen, nicht fallen lassen, nicht mit Wasser in Kontakt bringen. 2. Bitte öffnen Sie die Schraubdeckel von den Objektiven und schließen Sie die wieder. 3. Bitte entfernen Sie die bei der ersten Verwendung der Schraubdeckel. 4. Die optimale Brennweite des Mikroskop liegt bei 0-10 mm. Sie müssen den Brennspiegel nach unten drehen, um die Auflösung zu erhöhen. 5. Bitte entfernen Sie die Objektive und andere optische Teile nicht vom Mikroskop. 6. Bitte entfernen Sie die Schraubdeckel, um die Auflösung zu erhöhen. 7. Zögern Sie das Produkt oder seine Bestandteile nicht, um eine Abrechnung zu verhindern.	1. <b>OK-Taste (Bildauswahl/Akkonfirmation)</b> In observation mode, short press the OK button to take a photo. 2. <b>Power (TV-Ausgang)</b> In observation mode, long press to turn on. 3. <b>Microscope Stand (Microscope Stand)</b> In observation mode, short press to turn off the objective lenses. 4. <b>Mode Switch (Modus-Schalter/Zoom)</b> In observation mode, short press the Mode switch button to switch between: - Infrared, short press for infrared. - TV Out, short press for TV Out. - Microscope Stand.	1. <b>Power (Power-Taste)</b> In observation mode, short press to turn on. 2. <b>TV Out (Video-Ausgang)</b> In observation mode, long press to turn on. 3. <b>Microscope Stand (Microscope Stand)</b> In observation mode, short press to turn off the objective lenses. 4. <b>Mode Switch (Modus-Schalter/Zoom)</b> In observation mode, short press the Mode switch button to switch between: - Infrared, short press for infrared. - TV Out, short press for TV Out. - Microscope Stand.	1. <b>Windows Camera</b> Windows camera, as shown below.	Opening the software recommended by the "Photo Booth" software with your Apple computer:	1) Firstly, connect the microscope and the screen via an HDMI cable to the computer, and then turn on the power of the microscope. Connect the microscope to the computer for card reading writing, and then charge the battery. Turn on the power of the microscope, and then charge the battery.	Screen parameters * IPS Pixels 5.0 megapixels Magnification 1200X Image format JPG Video format AVI Battery capacity 2000 mAh Operating time 3 hours Charging time 1 hour Supported system Windows vista/XP/7/10/11 MacOS X 11.0 or higher	Q1: Das Gerät kann nicht aufgeladen werden. A1: Stellen Sie sicher, dass der Stromkabel mit dem Gerät verbunden ist. Q2: Überprüfen Sie, ob der Hauptstromkreis ausgeschaltet ist. Q3: Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Q4: Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

意大利语

<b>PREFAZIO</b> Questo avete acquistato questo dispositivo. Questo prodotto è completo di uscita preimpostata e può essere utilizzato direttamente senza alcuna impostazione.	<b>SPECIALE DEDICATA DEL PULSANTE DI FUNZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	<b>MODALITÀ</b>	<b>INTRODUZIONE DI SISTEMI</b>	<b>APRIR E UTILIZZARE IL SOFTWARE</b>	<b>ISTRUZIONI PER LA CARICA</b>	<b>PARAMETRI TECNICI</b>	<b>RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b>
1. Per prima volta, inserire il dispositivo nel suo contenitore e chiudere la cerniere. 2. Aprire il dispositivo e pulirlo con un panno morbido. 3. Aprire il dispositivo e pulirlo con un panno morbido. 4. Aprire il dispositivo e pulirlo con un panno morbido. 5. Non smontare il dispositivo o le sue componenti per evitare l'uso anomalo del dispositivo.	1. <b>Pulsante OK (Ripresa/Conferma)</b> In modalità osservazione, premere brevemente per attivare la registrazione di immagine. 2. <b>Pulsante di Alimentazione (Accensione/Spentimento)</b> In modalità osservazione, premere brevemente per accendere il dispositivo.	1. <b>Pulsante Centro (Zoom Digitale/Spedite/Spegni o Di Errore)</b> In modalità osservazione, premere brevemente per accendere il dispositivo.	1. <b>Modalità</b> Questo dispositivo ha 4 modalità. 2. <b>Modalità TV</b> Questo dispositivo ha 4 modalità. Premere brevemente per accendere il dispositivo. Selezionare la modalità TV premendo brevemente la tastiera.	1. <b>Windows Camera</b> Windows camera, as shown below.	Aprire il software consigliato da "Photo Booth" che viene! 1) Prima di tutto, connettersi al computer con un cavo USB.	1) Il caricabatteria 5V 1A deve essere collegato al dispositivo.	Parametri del schema * IPS Pixel 5.0 megapixel Formato immagine JPG Formato video AVI Modalità di messa a fuoco Messa a fuoco manuale (0-110 mm) Luce naturale 1000 mAh Durata di funzionamento 3.5 ore Sistema supportato Windows vista/XP/7/10/11 MacOS X 11.0 o superiore	Q1: Il dispositivo non risponde. A1: Assicurarsi che il dispositivo sia connesso correttamente al computer.

法语

<b>AVANT-PROPOS</b> Nous vous félicitons d'avoir acheté cet appareil. Ce produit est complètement à utiliser sans configuration. Veuillez lire ce manuel de manière détaillée pour comprendre comment utiliser l'appareil.	<b>EXPLICATION DÉTAILLÉE DES BOUTONS ET FONCTIONS</b>	<b>DESCRIPTION DU PRODUIT</b>	<b>INTRODUCTION AUX MODÈLES</b>	<b>INTRODUCTION AUX MODÈLES</b>	<b>2) Page Windows Camera, comme il suit</b>	<b>3) Page Windows Camera, comme il suit</b>	<b>4) Page Mac OS, comme il suit</b>	<b>RÉSOLUTION DES PROBLÈMES</b>
1. Veuillez charger complètement l'appareil avant d'utiliser. Ne pas charger directement à partir du PC. 2. Veuillez ouvrir le couvercle avant d'utiliser. Fermez le couvercle après l'utilisation. 3. Lors de la première utilisation, veuillez tourner les lentilles pour obtenir la meilleure résolution. 4. La distance focale optimale du microscope est de 0-10 mm. Veuillez faire tourner le miroir d'objectif pour obtenir une meilleure résolution. 5. Veuillez ne pas toucher la lentille et les parties courbes avec vos mains, car cela peut entraîner des rayures. 6. Veuillez ne pas démonter le produit ou ses composants pour éviter l'utilisation anormale du produit.	1. <b>Bouton OK (Ripresa/Conferma)</b> In observation mode, short press the OK button to take a photo. 2. <b>Bouton di Alimentazione (Accensione/Spentimento)</b> In observation mode, long press to turn on. 3. <b>Bouton del Supporto (Supporto)</b> In observation mode, short press to turn off the objective lenses. 4. <b>Bouton di Cambio Modo (Cambio di Modo/Fotografia)</b> In observation mode, short press the Mode switch button to switch between: - Infrared, short press for infrared. - TV Out, short press for TV Out. - Microscope Stand.	1. <b>Bouton di Cambio Modo (Cambio di Modo/Fotografia)</b> In observation mode, short press the Mode switch button to switch between: - Infrared, short press for infrared. - TV Out, short press for TV Out. - Microscope Stand.	1. <b>Modalità</b> Questo dispositivo ha 4 modalità. 2. <b>Modalità TV</b> Questo dispositivo ha 4 modalità. Premere brevemente per accendere il dispositivo. Selezionare la modalità TV premendo brevemente la tastiera.	1. <b>Windows Camera</b> Windows camera, as shown below.	Aprire il software consigliato da "Photo Booth" che viene! 1) Prima di tutto, connettersi al computer con un cavo USB.	1) Il caricabatteria 5V 1A deve essere collegato al dispositivo.	Parametri del schema * IPS Pixel 5.0 megapixel Formato immagine JPG Formato video AVI Modalità di messa a fuoco Messa a fuoco manuale (0-110 mm) Luce naturale 1000 mAh Durata di funzionamento 3.5 ore Sistema supportato Windows vista/XP/7/10/11 MacOS X 11.0 o superiore	Q1: Il dispositivo non risponde. A1: Assicurarsi che il dispositivo sia connesso correttamente al computer.

西班牙语

<b>PREAMBULO</b> Este producto es completamente listo para su uso, por lo que no requiere las instrucciones para comprender el funcionamiento.	<b>NOTAS IMPORTANTES</b>	<b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO</b>	<b>MODOS DEL DISPOSITIVO</b>	<b>INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS</b>	<b>2) Página Windows Camera, como se muestra a continuación</b>	<b>3) Página Windows Camera, como se muestra a continuación</b>	<b>4) Página Mac OS, como se muestra a continuación</b>	<b>RÉSOLUTION DES PROBLÈMES</b>
1. No se requiere configuración adicional para el uso inicial. No se requiere configuración adicional para el uso inicial. 2. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a una fuente de alimentación adecuada. 3. Para la primera utilización, vuélvase a girar el anillo de enfoque para obtener la mejor resolución. 4. La distancia focal óptima del microscopio es de 0-10 mm. Gire el anillo de enfoque para obtener la mejor resolución. 5. No toque ni raye las lentes ni las partes curvas con las manos, ya que esto puede causar rayaduras. 6. No desmonte el producto ni sus componentes para evitar el uso anormal del dispositivo.	1. <b>Bouton OK (Ripresa/Conferma)</b> In observation mode, short press the OK button to take a photo. 2. <b>Bouton di Alimentazione (Accensione/Spentimento)</b> In observation mode, long press to turn on. 3. <b>Bouton del Supporto (Supporto)</b> In observation mode, short press to turn off the objective lenses. 4. <b>Bouton di Cambio Modo (Cambio di Modo/Fotografia)</b> In observation mode, short press the Mode switch button to switch between: - Infrared, short press for infrared. - TV Out, short press for TV Out. - Microscope Stand.	1. <b>Bouton di Cambio Modo (Cambio di Modo/Fotografia)</b> In observation mode, short press the Mode switch button to switch between: - Infrared, short press for infrared. - TV Out, short press for TV Out. - Microscope Stand.	1. <b>Modalità</b> Questo dispositivo ha 4 modalità. 2. <b>Modalità TV</b> Questo dispositivo ha 4 modalità. Premere brevemente per accendere il dispositivo. Selezionare la modalità TV premendo brevemente la tastiera.	1. <b>Windows Camera</b> Windows camera, as shown below.	Aprire il software consigliato da "Photo Booth" che viene! 1) Prima di tutto, connettersi al computer con un cavo USB.	1) Il caricabatteria 5V 1A deve essere collegato al dispositivo.	Parametri del schema * IPS Pixel 5.0 megapixel Formato immagine JPG Formato video AVI Modalità di messa a fuoco Messa a fuoco manuale (0-110 mm) Luce naturale 1000 mAh Durata di funzionamento 3.5 ore Sistema supportato Windows vista/XP/7/10/11 MacOS X 11.0 o superiore	Q1: Il dispositivo no responde. A1: Assicurarsi che il dispositivo sia connesso correttamente al computer.

日语

<b>前言</b> この製品は、本体を組み立てるだけで直ちに使用可能で、また、初期設定も不要です。操作方法を理解するための説明書は付属していません。	<b>重要事項</b>	<b>製品説明</b>	<b>モードの説明</b>	<b>システム</b>	<b>2) Windows Camera, 以下のように表示されます。</b>	<b>3) Windows Camera, 以下のように表示されます。</b>	<b>4) Mac OS, 以下のように表示されます。</b>	<b>問題解決</b>
1. 本体の初期設定は、製品が届いたときに一度にしてください。パッケージ内に記載されている手順に従ってください。 2. 本体を開くと、内部に複数のレンズがあります。 3. 本体のレンズは、マイクロスコープ用レンズと同じ構造で、鏡面が鏡面側にあります。 4. 本体のレンズは、マイクロスコープ用レンズと同じ構造で、鏡								